



Balances de laboratoire

Usage réglementé

- PLJ**
- Fonctionnement sur piles, accus (GM) ou secteur. Permutation d'alimentation possible à n'importe quel moment.
 - Calibration interne automatique.
 - Garantie 2 ans.

- BC 3200**
- Fonctionnement sur secteur.
 - Calibration interne automatique.
 - Garantie 2 ans.

Article	Portée	Précision	Echelon d'homologation	Plateau
PLJ 600-2GM	600 g	0,01g	0,1g	128 x 128 mm
PLJ 3500-2NM	3500 g	0,01 g	0,1 g	195x 195 mm
PLJ 6000-1GM	6000 g	0,1 g	0,1 g	195x 195 mm
BC 3200	3200 g	0,1 g	0,1 g	180x 160 mm

Usage non réglementé

- EMB**
- Fonctionnement sur piles (fournies).
 - Fonction d'addition des pesées, simplifie les mélanges.
 - Stable et antidérapante grâce à ses pieds en caoutchouc.
 - Garantie 2 ans.

- PCB**
- Fonctionnement sur piles, accus ou secteur. Permutation d'alimentation possible à n'importe quel moment.
 - Pesée possible en pourcentage.
 - Garantie 2 ans.

Article	Portée	Précision	Plateau
EMB 500-1	500 g	0,1 g	105 mm
EMB 600-2	600 g	0,01 g	105 mm
PCB 3500-2	3500 g	0,01 g	130 x 130 mm
EOB 150K50	150 kg	50 g	315 x 305 x 65 mm

Documentation non contractuelle - Réalisée par CHOPIN Technologies © - 2018