


- Pour plus d'information
 - More information
 - Para más información
 - Дополнительная информация :
- info@chopin.fr



Nettoyeur NSP

- Nettoyer, peser et calculer le taux d'impuretés des échantillons

Cet outil réalise un tamisage horizontal sur plan incliné. Il nécessite une balance (non intégrée) pour calculer le taux d'impuretés.

- **Polyvalence :**
 - Fonctionne sur tout type de grain.
 - Grand choix de grilles.
- **Rapidité :**
 - Sépare 1L de grains en 45 secondes environ.
- **Robustesse :**
 - Conception étudiée pour une utilisation intensive (silo).

Limpiador NSP

- Limpia, pesa y calcula la tasa de impurezas de las muestras

Este equipo realiza un tamizado horizontal en un plano inclinado. Para calcular la tasa de impurezas se necesita una báscula (no incluida).

- **Versatilidad:**
 - Funciona con cualquier tipo de grano,
 - Gran variedad de tamices.
- **Rapidez:**
 - Separa 1 l de granos en aprox. 45 segundos.
- **Robustez:**
 - desarrollado para un uso intensivo (silo).

NSP Grain Cleaner

- Clean, weigh and calculate the level of impurities in your samples

This tool performs horizontal sifting on an inclined plan. It requires a weighing machine (not included) to calculate impurity content.

- **Versatile:**
 - Works on any type of grain.
 - Large choice of sieves.
- **Speed of operation:** Separates 1L of grain in around 45 seconds.
- **Robust:** Designed for intensive (silo) use.

Очиститель зерна NSP

- Используется для просева проб зерна и определения сорности

На данном приборе выполняется горизонтальное просеивание на плоских ситах. Для определения примесей необходимо взвесить различные полученные фракции пробы.

- **Универсальность:**
 - Применим к зерну любого типа,
 - Широкий выбор сит.
- **Скорость работы:** разделяет 1 литр зерна на фракции в течение 45 секунд.
- **Прочность:** разработан для интенсивной эксплуатации.