

- Pour plus d'information
  - More information
  - Para más información
  - Дополнительная информация :
- [info@chopin.fr](mailto:info@chopin.fr)



**MLI 204**

**IKA10-50ML**

## Grinding

- Quickly grind cereals, legumes and pellets in order to measure the water, ash and protein content

	<b>MLI 204</b>	<b>IKA10 - 50ML</b>
Benefits	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Quick grinding: partial crushing via a pre-crushing arm, before the product is sent through 2 hardened steel grooved wheels (1 fixed)</li> <li>- Granulation can be changed via a graduated adjustment ring</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Speed control in 500 RPM increments up to 25,000 RPM</li> <li>- Liquid cooling prevents over heating of ground material</li> <li>- Digital display for crushing time and error codes</li> <li>- 50 ml capacity - Grinds up to 6mm material</li> </ul>
Safety	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Interlocked motor and grinding chamber</li> <li>- Closed loading hopper with pre-crusher and dust-tight collecting bin</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lid with bayonet lock - completely secure and quick sealing</li> <li>- Secure activation: the mill does not start until the lid is closed and cannot be opened until the machine stops</li> </ul>
Maintenance	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Easy cleaning and disassembly via 2 side screws</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- AISI Type 304 Stainless steel chamber</li> <li>- Brushless motor: increased durability and low noise level</li> </ul>
Rotation speed	930 rpm	25,000 rpm
Power supply	220/380 V - 50Hz	230 V - 50/60 Hz
Power rating	350/480/830 W	300 W
Net weight	15 kg	2.9 kg
Dimensions (L x D x H)	40 x 40 x 33 cm	13 x 14.5 x 25 cm

## Broyeurs

- Broyer rapidement céréales, légumineuses et granulés afin de pouvoir mesurer la teneur en eau, en cendres et doser les protéines

	<b>MLI 204</b>	<b>IKA10-50ML</b>
Avantages	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mouture rapide : broyage partiel par un arbre préconcasseur puis passage du produit entre 2 meules striées en acier trempé (dont 1 fixe)</li> <li>- Finesse de la mouture ajustable en réglant l'écartement des meules par une bague graduée</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vitesse réglable jusqu'à 25 000 tr/min par 500 tr/min</li> <li>- Cuve à refroidissement par circulation liquide</li> <li>- Affichage Digital LED du temps de broyage et des codes erreurs</li> <li>- Capacité 50 ML – Granulométrie jusqu'à 6 mm</li> </ul>
Sécurité	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Arrêt automatique du moteur lorsque la chambre de broyage est séparée du bloc moteur</li> <li>- Trémie de charge fermée avec préconcasseur et récipient collecteur étanche à la poussière</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Couvercle à fermeture à baïonnette : verrouillage rapide en toute sécurité</li> <li>- Sécurité démarrage : le moulin ne démarre que lorsque le couvercle est fermé et ne peut être ouvert qu'à l'arrêt</li> </ul>
Maintenance	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nettoyage et démontage aisés grâce à 2 vis placées sur les côtés</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chambre en acier inox AISI 304</li> <li>- Moteur sans balai : longévité améliorée et niveau sonore faible</li> </ul>
Vitesse de rotation	930 tr/min	25 000 tr/min
Alimentation	220/380 V - 50Hz	230 V - 50/60Hz
Puissance	350/480/830 W	300 W
Poids Net	15 kg	2.9 kg
Dimension (LxPxH)	40 x 40 x 33 cm	13 x 14.5 x 25 cm

- Pour plus d'information
- More information
- Para más información
- Дополнительная информация :

[info@chopin.fr](mailto:info@chopin.fr)



**MLI 204**

**IKA10-50ML**

## Trituración

- Tritura rápidamente cereales, leguminosas y granulados para medir el contenido de agua, cenizas y proteínas

	<b>MLI 204</b>	<b>IKA10-50ML</b>
Ventajas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Molienda rápida: triturado parcial mediante un eje de pretrituración, paso del producto entre 2 rodillos estriados de acero templado (1 fijo).</li> <li>- El tamaño de las partículas puede ajustarse regulando el espacio entre los rodillos con un aro graduado.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Velocidad regulable hasta 25 000 rpm por 500 rpm.</li> <li>- Cuba de enfriamiento por circulación líquida.</li> <li>- Visualización digital LED del tiempo de molienda y de los códigos de error.</li> <li>- Capacidad 50 ML - Granulometría hasta 6 mm.</li> </ul>
Seguridad	<ul style="list-style-type: none"> <li>- El motor se detiene automáticamente al separar la cámara de trituración del bloque del motor.</li> <li>- Tolla de carga cerrada con pretriturador y recipiente resistente al polvo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tapa de cierre con bayoneta: cierre rápido con total seguridad</li> <li>- Seguridad de arranque: el molino no arranca hasta que la tapa está cerrada y no se puede abrir hasta que no se detiene</li> </ul>
Mantenimiento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fácil de desmontar y de limpiar gracias a los 2 tornillos situados a ambos lados.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cámara de acero inox AISI 304</li> <li>- Motor sin escobilla: vida útil mejorada y nivel sonoro débil</li> </ul>
Velocidad de rotación	930 rpm	25.000 rpm
Alimentación	220/380 V - 50 Hz	230 V - 50/60Hz
Potencia	350/480/830 W	300 W
Peso neto	15 kg	2.9 kg
Dimensiones (L. x P. x A.)	40 x 40 x 33 cm	13 x 14.5 x 25 cm

## Размол

- Быстрый размол зернопродуктов для последующего определения влажности, зольности, белка и т.д

	<b>MLI 204</b>	<b>IKA10-50ML</b>
Преимущества	<ul style="list-style-type: none"> <li>- быстрое измельчение продукта</li> <li>- тонкость помола регулируется путём изменения зазора между дисками мельницы поворотом градуированного кольца</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Регулируемая скорость до 25 000 об/мин на 500 об/мин</li> <li>- Охлаждающий бак для циркуляции жидкости</li> <li>- Цифровой светодиодный дисплей времени измельчения и кодов ошибок</li> <li>- Емкость 50 мл - размер частиц до 6 мм</li> </ul>
Безопасность	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Двигатель автоматически отключается, если камера размла отделяется от блока двигателя.</li> <li>- Закрытый загрузочный бункер с предварительным измельчителем и пыленепроницаемый накопительный бункер.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Заглушка для запираания штыкового соединения: быстрое и безопасное запираение</li> <li>- Безопасный запуск: мотор не запускается пока не будет закрыта заглушка и не может быть открыт при остановке</li> </ul>
Техническое обслуживание	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Легкая чистка и разборка с помощью 2 боковых винтов.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Отсек из нержавеющей стали AISI 304</li> <li>- Мотор без щетки: улучшенная прочность и низкий уровень шума</li> </ul>
Скорость вращения	930 об/мин	25,000 об/мин
Источник питания	220/380 В - 50 Гц	230 В - 50/60 Гц
Мощность	350/480/830 Вт	300 кВт
Вес-нетто	15 кг	2,9 кг
Размеры (Д x Ш x В)	40 x 40 x 33 см	13 x 14,5 x 25 см