

- Pour plus d'information
- More information
- Para más información
- Дополнительная информация :
info@chopin.fr



MR2L MRIOL

- Conditionner le blé de manière optimale avant mouture
- Mélanger efficacement les farines et autres produits pulvérulents (additifs...)

Les mélangeurs sont fournis avec 2 vis : l'une adaptée aux mélanges des grains, l'autre adaptée aux mélanges de produits pulvérulents.

Les mélangeurs intègrent une minuterie.

MR2L MRIOL

- Acondiciona el trigo de manera óptima antes de la molienda
- Mezcla eficazmente las harinas y demás productos en polvo (aditivos...)

Los mezcladores incluyen 2 tornillos: uno adaptado a las mezclas de grano y el otro adaptado a las mezclas de productos en polvo. Los mezcladores llevan un temporizador incorporado.

MR2L MRIOL

- Optimal pre-tempering of wheat prior to milling
- Efficiently mix flours and other powders (additives, etc.)

Mixers are supplied with 2 mixing screws: one suitable for grain mixtures, the other for mixes of other powders.

Mixers have a built-in timer

Миксеры смесители MR2L MRIOL

- Используется для увлажнения и гомогенизации зерна перед помолотом
- Эффективно смешивают муку и другие порошкообразные продукты (добавки и т. п.)

Миксеры поставляются с двумя смесительными шнеками. Один бесконечный Архимедов шнек используется для зерна или сырья в гранулах. Другой двойной обратный шнек для муки и порошковых продуктов. Миксеры оборудованы встроенным таймером.