

NETTOYEUR D'ÉCHANTILLON MLN

Détermination du taux d'impuretés d'un échantillon de grains

Adaptable.

- Possibilité de changer les grilles selon les graines en quelques secondes.
- Tri les impuretés en 3 catégories : légères, bon grains, mauvais grains (sable, petits grains, cailloux).
- Réglage de l'aspiration et de la force de vibration des tamis.
- Ebarbeur intégré.



Fiable et Robuste

- Facile d'utilisation.
- Conception compacte et robuste
- S'adapte à une utilisation intensive en silos.

Application

Le NETTOYEUR MLN permet de classer et de contrôler le taux d'impuretés dans les échantillons de grains en silos, laboratoire et meunerie. Le nettoyage permet de mieux définir la valeur commerciale des produits et d'établir la typologie et le degré d'urgence des traitements auxquels soumettre les grains avant le stockage, la commercialisation ou la transformation ultérieure. Par exemple, la présence d'impuretés exige une intervention appropriée de nettoyage du lot de grains.

Principe

Le MLN réalise un tamisage horizontal sur plan incliné, combinant un calibrage mécanique à deux grilles et un cyclone pour éliminer les impuretés légères.

Caractéristiques techniques

Alimentation	230 V
Dimensions L x l x h en mm	735 x 580 x 680
Poids net	55 kg

Références et accessoires optionnels

03700311	MLN
03701027	Balance de précision homologuée pour calculer le % portée 3200g Précision 0,1g - option
03700429	Trémie grande capacité - option
Large choix de grilles (au verso)	

NETTOYEUR D'ÉCHANTILLON MLN

Détermination du taux d'impuretés d'un échantillon de grains

INDICATION DES TYPES DE GRILLES UTILISÉES AVEC LE NETTOYEUR MLN

Grilles généralement utilisées :

Ref	Espèce	"Grille supérieure"	Ref	"Grille inférieure"
03700315	Blé	TR8	03700314	TL1.5x20
03700315	Orge	TR8	03700314	TL1.5x20
03700315	Escourgeon	TR8	03700314	TL1.5x20
03700318	Seigle	TR10	03700376	TL1.25x20
03700318	Avoine	TR10	03700376	TL1.25x20
03700320	Colza	TR3.5	03700425	TL1.0x20
03700317	Maïs vert	TR12	03700923	TL6x20
03700312	Maïs sec	TR12	03700319	TR4.5
	Tournesol	TR10 ou TR12	03700322	TL2.0x20
03700315	Sorgho	TR8	03700322	TL2.0x20
03700318	Soja	TR10	03700322	TL2.0x20
03700316	Féveroles	TR14	03700320	TR3.5
03700318	Pois	TR10	03700421	TR4.0

Grilles préconisées par le fabricant :

	Espèce	"Grille supérieure"		"Grille inférieure"
03700493/03700377	Colza Printemps	TR3/TR2,8	03700425	TL1.0x20
03700493	Colza Hiver	TR3	03700425/03700376	TL1.0x20 ou TL1.25x20
03700428/03700519	Lin	TL1.8x20 ou TL2.2x20	03700429/03700989	TR1.8 ou TR2.0
03700935/03700317	Maïs	TR11 ou TR12	03700319	TR4.5
03700934/03700318	Pois	TR9 ou TR10	03700493/03700320	TR3 ou TR3.5
03700935/03700936	Haricot	TR11 ou TR13	03700939	TL3.5x20
03700318/03700317	Tournesol	TR10 ou TR12	03700322/03700382	TL2.0x20 ou TL2.5x20
03700313	Céréales pailles	TL4.5x20	03700323	TL1.5x5 + TR2.0

NB : Informations données à titre indicatif, la taille et la forme des grains variant selon les conditions pedo-climatiques.