

NETTOYEUR D'ECHANTILLON SLN3

Détermination du taux d'impuretés et calibrage des grains pour semences, orge brassicole, etc....

Adaptable

- Tri et identifie en 4 catégories : impuretés légères, petit grain, grain calibré, impuretés diverses (sable, autres grains, cailloux).
- Changement des grilles en quelques secondes.
- Réglage de l'aspiration et de la force de vibration des tamis.
- Ebarbeur intégré.



Polyvalent

- Convient aux grains de toutes tailles (colza, maïs, haricots...).
- Nouveau système de fixation pour un changement rapide des grilles.

Fiable et Robuste

- S'adapte à une utilisation intensive en silos.
- Facile d'utilisation.
- Conception compacte et robuste.

Application

Le NETTOYEUR SLN3 détermine le taux d'impuretés et le calibrage des grains.

Le nettoyage permet de mieux définir la valeur commerciale des produits et d'établir la typologie et le degré d'urgence des traitements auxquels soumettre les grains avant le stockage, la commercialisation ou la transformation ultérieure. (Par exemple, la présence d'impuretés exige une intervention appropriée de nettoyage du lot de grains). Le calibrage indique la taille et l'homogénéité des grains.

Ces données importantes permettent d'estimer le rendement en brasserie (orge) ou définir les lots de semences propres à la commercialisation.

Principe

Le SLN3 réalise un tamisage horizontal sur plan incliné, combinant :

- 3 grilles pour la séparation et le calibrage mécanique
- un cyclone pour éliminer les impuretés légères.

Caractéristiques

Alimentation	230 V
Dimensions L x l x h	970 x 680 x 680 mm
Poids net	85 Kg

Références produit et accessoires optionnels

03700381	SLN 3
03701027	Balance de précision homologuée pour calculer le % portée 3200g Précision 0,1g
03700429	Trémie grande capacité