

Nilemalitre

- Mide la densidad de los granos
- Determina la masa del hectolitro
- Calcula el rendimiento de la molienda del grano mediante el método de referencia

Ventajas

- Se adapta a todo tipo de granos y productos granulados gracias a su recipiente único.
- Equipado con una tolva de llenado que permite realizar un prensado regular del grano en el recipiente.

Cumple las normas AFNOR NF V03-719 e ISO 7971-3 para determinar la masa del hectolitro.

Conforme a la norma
NF EN ISO 7971-3

Opciones: • Balanza electrónica reglamentada

Numigral

- Mide el peso de 1000 granos en menos de un minuto
- Clasifica las semillas
- Calcula el número de granos que se deben sembrar para obtener una buena densidad de la cosecha
- Calcula el rendimiento agronómico, de la extracción de la harina, de la sémola y de la producción cervecera

Ventajas

- Puede contar todo tipo de elementos de 1 a 15 mm gracias al recipiente universal y al tornillo de ajuste.
- Preselecciona el número de elementos que se van a contar y detiene automáticamente la vibración del recipiente cuando se alcanza el número seleccionado.

Cumple con las normas AFNOR NF V03-702 e ISO 720 para la determinación de la masa de 1000 granos.



Documentación no contractual - Realizada por CHOPIN Technologies © - 2018