

Nilemalitre

- Определяет массу 1000 зерен
- Определяет гектолитровый вес зерна или так называемый натуральный вес
- Используется как один из референтных методов для оценки предполагаемого выхода муки

Преимущества

- Система с одной ёмкостью подходит для любого типа зерна и гранулированных продуктов.
- Благодаря специальному наполнительному бункеру зерно равномерно заполняет рабочий объём пурки.

Данная пурка соответствует нормам AFNOR NF V03-719 и ISO 7971-3, регулирующим определение натурального веса зерна («массы гектолитра»)



Numigral

- Производит отсчёт 1000 зерен менее чем за 1 минуту
- Используется для классификации семян
- Используется для расчёта необходимого количества семян для достижения желаемой плотности засева
- Помогает при оценке посевного выхода, как дополнительный параметр для расчёта выхода муки и при производстве солода

Преимущества

- Выполняется подсчет зерна любого типа и размером от 1 до 15 мм с помощью универсальной чаши и регулировочного винта.
- Оснащён встроенным счётчиком зёрен и автоматической остановкой анализа по достижению нужного количества.

Данный счетчик зерна соответствует нормам ISO 720, AFNOR NF V03-702, ГОСТ Р 10842-89 регламентирующим определение массы 1000 зёрен.



Документ не является договорным - Опубликовано CHOPIN Technologies © - 2018